



Anleitung für die Nutzung des RC-Cornet®PLUS



- Weitet die Atemwege
- Befreit von lästigem Schleim
- Verhindert unproduktiven Husten
- Erleichtert das Atmen



Das RC-Cornet®PLUS bewirkt über die Vibration im Brustkorb eine Lockerung des Bronchialschleims, der so ohne nennenswerte Anstrengung abgehustet werden kann.

Anwendung:

Für die Nutzung im Liegen formen Sie bitte aus der Bettdecke eine Rolle und legen Sie diese in die Mitte des Bettes. Legen Sie sich auf die rechte Seite, so dass Ihr Becken erhöht auf der Rolle liegt. Pusten Sie ruhig und gleichmäßig in das Gerät. Nach **5 Minuten** wechseln Sie die Lage und legen sich auf die linke Seite. Nun pusten Sie erneut **5 Minuten** ruhig und gleichmäßig in das Gerät.

Bitte nutzen Sie das Gerät zwei Mal täglich. Vor allem am Morgen sollte auf die Anwendung nicht verzichtet werden.

Reinigung:

Ziehen Sie das Mundstück mit dem Schlauch aus dem Gerät und führen Sie den dicken Spatel ein. Reinigen Sie alle Teile unter warmen Wasser.

Lassen Sie alle Teile vollständig austrocknen.

Reinigen Sie das Gerät alle zwei Tage.

